**Lordflex's** s.r.l.
Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com
**Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.**
C.C.I.A.A. Ancona REA 68020
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc /Piva 00190580423
European Vat Identification Cod. IT00190580423

# CE – Dichiarazione di conformità
# CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details

CE

| | |
|---|---|
| Prodotto/product name | Guanciale memory |
| Identificazione/type | Varianti<br>Legenda codice I I=interno |

| | |
|---|---|
| S | Lastra forata in memory foam h.13,8 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone |
| A | Lastra forata in memory foam h.10 cm sagomata anticervicale con federa in tessuto misto poliestere/cotone |
| E | Lastra in memory foam h.12 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone |

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso/intendet use | Guanciale antidecubito/ / Anti-decubitus pillow |
| Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4 | Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1 |
| Altre classificazioni/other classing | N.A. |
| Ente notificato/Notified body | N.A. |
| Numero certificato/certificate number | N.A. |
| Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure according to | Allegato II, Allegato III/Annex II,Annex III |

Lordflex's s.r.l.
Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. 0731 879466/7 fax 0731 878155
www.lordflex.com info@lordflex.com
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Ancona REA 68020
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc /Piva 00190580423
European Vat Identification Cod. IT00190580423

| | |
|---|---|
| 2017/745/EEC | |
| Numero di registrazione/NSIS number | 2836588 |
| Codice GMDN/GMDN code | 15593 |
| Codice CND/CND code | V08030102 |
| Codice Udi-Di di base – Udi-Di/Base Udi-di-Udi-di | PP1306200000333 - 112002582980 |
| Norme armonizzate/Harmonized standards | Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011,UNI EN 14971, UNI EN 1957/2012, UNI EN 10707/2003 |
| Altre norme applicate/Other standards | Altre |

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN ), 03/06/2025

Lordflex's Srl
Il titolare

# Guanciale memory

## Manuale d'uso

Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)

CE

*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.*

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzatii a Sua completa disposizione.

*Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.*

***La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.***

*Cordialmente Le auguriamo buon riposo.*

Manuale Utente

# INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA ..... 4
3. SIMBOLI UTILIZZATI ..... 4
4. DESCRIZIONE DEL GUANCIALE ..... 5
5. INSTALLAZIONE E USO ..... 5
6. ETICHETTE ..... 6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura: ..... 6
7. PULIZIA ..... 7
8. SMALTIMENTO ..... 7
9. GARANZIA ..... 7

## 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un **guanciale** per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

## 3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico

CE Conformità del dispositivo rispetto al reg. 2017/745.

## 4. DESCRIZIONE DEL **GUANCIALE**

### 4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

I **Guanciali memory** sono **prodotti** studiati appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.
L'anima dei dispositivi è composta da viscoelastico.

I **Guanciali** sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:
Larghezza cm **45**
Lunghezza cm **75**

## 5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del **guanciale** è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo,verificare l'integrità e posizionare il **guanciale** sopra al materasso.
Per un corretto uso del **guanciale** occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta.

## 6. ETICHETTE

Il guanciale è identificato dalla seguente etichetta cucita nella federa dello stesso:




Guanciale memory

## 7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il **guanciale**. **Per la pulizia far riferimento all'etichetta**
In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il **guanciale** ad ogni cambio paziente. Consigliamo il lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

## 8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

## 9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il **guanciale** contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna
Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del **guanciale**, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla **Lordflex's**, farà decadere la garanzia.
Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la **Lordflex's** per iscritto o telefonicamente.
In nessun caso la **Lordflex's** sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.