

Guanciaie memory

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Guanciaie memory

Gentile Cliente,

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Guanciaie memory

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DEL GUANCIALE	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA	7

Guanciaie memory

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un **guanciaie** per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo alla Direttiva Europea 93/42/CE emendata dalla 2007/47/CE sui dispositivi Medicali

Guancia memory

4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

I **Guanciali memory** sono **prodotti** studiati appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.

L'anima dei dispositivi è composta da viscoelastico.

I **Guanciali** sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza cm 45

Lunghezza cm 75

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del **guancia** è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il **guancia** sopra al materasso.

Per un corretto uso del **guancia** occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta.

Guanciaie memory

6. ETICHETTE

Il guanciaie è identificato dalla seguente etichetta cucita nella federa dello stesso:



Lordflex's
DORMIRE BENE AIUTA LA VITA

ACCESSORI

Modello:
MEMORY

Misura:

Prodotto:
14003045075

Commezza: **157**

D: 173614

MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE

Le guanciaie sono realizzate in tessuto a trama fitta, con imbottitura in schiuma di poliuretano e piume d'oca. La fodera è in tessuto a trama fitta, con imbottitura in schiuma di poliuretano e piume d'oca. La guanciaie è realizzata in tessuto a trama fitta, con imbottitura in schiuma di poliuretano e piume d'oca. La fodera è in tessuto a trama fitta, con imbottitura in schiuma di poliuretano e piume d'oca.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulizia:
Spostare la guanciaie al lavaggio.

Manutenzione:
Evitare di sovraccaricare la guanciaie con oggetti pesanti.

Precauzioni d'uso:
Evitare di usare la guanciaie come sedia o letto. Evitare di usare la guanciaie in ambienti umidi o caldi. Evitare di usare la guanciaie in presenza di bambini o animali domestici.

Modalità di smaltimento:
Seguire le indicazioni del produttore per lo smaltimento della guanciaie.

Sito produttivo:
Lordflex s.r.l. Via Carrara 11 - S.p.A. 360 Km 23
60030 Serra de' Conti - AN - Italia
Tel. 0731/974466 - Fax 0731/974466
info@lordflex.com - www.lordflex.com



Lordflex s.r.l.
Via Carrara, 11
60030 Serra de' Conti (AN)

Disp.medico 1552569

Modello: Guanciaie Memory
Anno di produzione:
Numero di serie:
Dimensione:
Condizioni di conservazione:
Temperatura: +15°C / 35°C
Umidità relativa: 45% / 75%



Guanciale memory

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il **guanciale**. Non immergete il **guanciale** in acqua.
In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il **guanciale** ad ogni cambio paziente. Consigliamo il lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il **guanciale** contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del **guanciale**, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's, farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente.

In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.

Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

CE – Dichiarazione di conformità CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details



Prodotto/product name	GUANCIALE MEMORY	
Identificazione/type	TL T=tessuto L=lastra interna	
	Variante	
	TL	Lastra forata in memory foam h.13,8cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone
Destinazione d'uso/intended use	guanciale antidecubito/ / Anti-decubitus mattress/	
Classificazione 93/42/CEE, Allegato IX Classification according to RL93/42/EEC, annex IX	Classe I, per la rla 1/ class I per rule 1	
Altre classificazioni/other classing	N.A.	
Ente notificato/Notified body	N.A.	
Numero certificato/certificate number	N.A.	
Procedura di certificazioni in accordo con 93/42/CEE/Procedure according to RL93/42/EEC	Allegato VII/Annex VII	
Numero di registrazione/NSIS number	1552569	
Codice GMDN/GMDN code	35545	
Codice CND/CND code	Y033303	
Norme armonizzate/Harmonized standards	EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 11072/2003	

50
19672017



Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

Altre norme applicate/Other standards	Altre
---------------------------------------	-------

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con la direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with directive 93/42/EEC.

Serra De' Conti(AN), 12/05/2017

LORDFLEX'S SRL

Il Titolare
Guerrino Bini

50
19672017

