

**Lordflex's** s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento  
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)  
60030 SERRA DE' CONTI (AN)  
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**  
www.lordflex.com info@lordflex.com

**Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.**  
C.C.I.A.A. Ancona REA 68020  
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423  
European Vat Identification Cod. IT00190580423

**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of conformity

**Lordflex's s.r.l.**  
**Via Carrara 11**  
**60030 Serra de' Conti (AN)**

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto


**Memory**

soddisfa tutte le disposizioni applicabili nella direttiva 93/42/CE sui Dispositivi Medici emendata dalla 2007/47/CE e del D.Lgs. n. 37 del 25/01/10.

A tale scopo la scrivente garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo in oggetto soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CE emendata dalla 2007/47/CE e del D.Lgs. 37/2010

- il dispositivo in oggetto è da considerarsi come appartenente alla classe I

Guerrino Bini  
Amministratore Unico  
Lordflex's s.r.l.



**50**  
19672017



# **AQUAGEL MEMORY**

## **materassi ortopedici ed ergonomici**

### **Manuale d'uso**



I.M. S.r.l.  
Via Carrara 11  
60030 Serra de Conti (AN)



*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.*

*Quale cliente I.M. S.r.l. Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.*

*Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.*

*La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.*

*Cordialmente Le auguriamo buon riposo.*

## Manuale Utente

### INDICE

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....                 | 4 |
| 3. SIMBOLI UTILIZZATI .....                                    | 4 |
| 4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO .....                             | 5 |
| 5. INSTALLAZIONE E USO .....                                   | 5 |
| 6. ETICHETTE .....                                             | 6 |
| L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:..... | 6 |
| 7. PULIZIA .....                                               | 7 |
| 8. SMALTIMENTO .....                                           | 7 |
| 9. GARANZIA.....                                               | 7 |

## 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato I.M. S.r.l. comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un materasso per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

## 3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo alla Direttiva Europea 93/42/CE emendata dalla 2007/47/CE sui dispositivi Medicali

## **4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO**

### **4.1 CARATTERISTICHE GENERALI**

AQUAGEL e MEMORY sono materassi studiati appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, gel e materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.

L'anima dei dispositivi è composta da tre strati di schiuma di gel e poliuretano espanso flessibile (mod. Aquagel) viscoelastico e poliuretano espanso flessibile (mod. Memory) assemblati insieme per formare un unico dispositivo.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

## **5. INSTALLAZIONE E USO**

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.


Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta e ruotare la fodera di rivestimento in base alla stagione (lato estivo - lato invernale)

## 6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:



## **7. PULIZIA**

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua. In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. La fodera del materasso può essere lavata a mano o in lavatrice a 30° ed asciugata in un posto protetto dal sole. Comunque consigliamo un lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

## **8. SMALTIMENTO**

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

## **9. GARANZIA**

La I.M. S.r.l. garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla I.M. S.r.l., farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la I.M. S.r.l. per iscritto o telefonicamente. In nessun caso la I.M. S.r.l. sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.