

## CE – Dichiarazione di conformità

## CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details	CE						
Prodotto/product name	Guanciaie memory						
Identificazione/type	<p>Varianti Legenda codice I I=interno</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">S</td> <td style="padding: 5px;">Lastra forata in memory foam h.13,8 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">Lastra forata in memory foam h.10 cm sagomata anticervicale con federa in tessuto misto poliestere/cotone</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">E</td> <td style="padding: 5px;">Lastra in memory foam h.12 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone</td> </tr> </table>	S	Lastra forata in memory foam h.13,8 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone	A	Lastra forata in memory foam h.10 cm sagomata anticervicale con federa in tessuto misto poliestere/cotone	E	Lastra in memory foam h.12 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone
S	Lastra forata in memory foam h.13,8 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone						
A	Lastra forata in memory foam h.10 cm sagomata anticervicale con federa in tessuto misto poliestere/cotone						
E	Lastra in memory foam h.12 cm sagomata a saponetta con federa in tessuto misto poliestere/cotone						
Destinazione d'uso/intendet use	Guanciaie antidecubito/ / Anti-decubitus pillow						
Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4	Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1						
Altre classificazioni/other classing	N.A.						
Ente notificato/Notified body	N.A.						
Numero certificato/certificate number	N.A.						
Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure according to	Allegato II, Allegato III/Annex II,Annex III						

**Lordflex's s.r.l.**  
Sede Legale, Uffici e Stabilimento  
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)  
60030 SERRA DE' CONTI (AN)  
tel. 0731 879466/7 fax 0731 878155  
www.lordflex.com info@lordflex.com  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Ancona REA 68020  
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./Piva 00190580423  
European Vat Identification Cod. IT00190580423



2017/745/EEC	
Numero di registrazione/NSIS number	2836588
Codice GMDN/GMDN code	15593
Codice CND/CND code	V08030102
Codice Udi-Di di base – Udi-Di/Base Udi-di-Udi-di	PP1181590000344 - 112002582980
Norme armonizzate/Harmonized standards	Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 14971, UNI EN 1957/2012, UNI EN 10707/2003
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN ), 03/06/2025

Lordflex's Srl

Il titolare

# Guanciaie memory

## Manuale d'uso

 Lordflex's Srl  
Via Carrara 11  
60030 Serra de Conti (AN)



File:man\_Mat\_Antid\_r01\_ita.doc Cod. FT ACQ\_MEM/man

Rev. n° 1 del 13/05/17 Pag. 1 di 7

## Guanciaie memory

*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.*

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

*Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.*

***La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.***

*Cordialmente Le auguriamo buon riposo.*

# Guanciale memory

Manuale Utente

## INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI .....	4
4. DESCRIZIONE DEL GUANCIALE .....	5
5. INSTALLAZIONE E USO .....	5
6. ETICHETTE .....	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura: .....	6
7. PULIZIA .....	7
8. SMALTIMENTO .....	7
9. GARANZIA .....	7

# Guanciaie memory

## 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un **guanciaie** per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

## 3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo rispetto al reg. 2017/745.

# Guanciaie memory

## 4. DESCRIZIONE DEL GUANCIALE

### 4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

I **Guanciaie memory** sono **prodotti** studiati appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.

L'anima dei dispositivi è composta da viscoelastico.

I **Guanciaie** sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza    cm 45

Lunghezza    cm 75

## 5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del **guanciaie** è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il **guanciaie** sopra al materasso.

Per un corretto uso del **guanciaie** occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta.

