



CE – Dichiarazione di conformità

CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details	CE		
Prodotto/product name	Twin Caucciù		
Identificazione/type	Varianti Legenda codice U U=variante unica <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">U</td> <td style="padding: 5px;">Rete con 34 doghe in faggio, struttura in faggio di alta qualità e resistenza, inserti delle doghe nella struttura con ammortizzatori in caucciù</td> </tr> </table>	U	Rete con 34 doghe in faggio, struttura in faggio di alta qualità e resistenza, inserti delle doghe nella struttura con ammortizzatori in caucciù
U	Rete con 34 doghe in faggio, struttura in faggio di alta qualità e resistenza, inserti delle doghe nella struttura con ammortizzatori in caucciù		
Destinazione d'uso/intendet use	Rete/letto per pazienti/ / infirm bed/		
Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4	Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1		
Altre classificazioni/other classing	N.A.		
Ente notificato/Notified body	N.A.		
Numero certificato/certificate number	N.A.		
Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure according to 2017/745/EEC	Allegato II, Allegato III/Annex II,Annex III		
Numero di registrazione/NSIS number	2821094		
Codice GMDN/GMDN code	30030		

Lordflex s.r.l.
Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. 0731 879466/7 fax 0731 878155
www.lordflex.com info@lordflex.com
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Ancona REA 68070
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423
European Vat Identification Cod. IT00190580423



Codice CND/CND code	Y1899
Codice Udi-Di di base – Udi-Di/Base Udi-di-Udi- di	PP11815900001387 - 112002592434
Norme armonizzate/Harmonized standards	Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, UNI EN 14971, UNI EN 1725/2000
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN), 03/06/2025

Lordflex's Srl
Il titolare

Rete Twin Caucciù

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Rev. n° 1 del 13/05/17 Pag. 1 di 7

Rete Twin Caucciù

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. prodotto e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Gr1 Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Sua materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Rete Twin Caucciù

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DELLA RETE	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:.....	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA.....	7

Rete Twin Caucciù

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale è una rete fissa destinata all'uso per pazienti affetti da patologie croniche o acute non aventi problematiche ortopediche gravi che necessitino di trazione o altre terapie ortopediche

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo rispetto al regolamento europeo 2017/745.

Rete Twin Caucciù

4. DESCRIZIONE DELLA RETE

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Le reti per letti (o letti per pazienti) sono ausili necessari per l'appoggio del materasso su cui l'utilizzatore o il paziente devono passare le ore notturne o diurne, per il sonno o stabilmente in caso di patologie che lo richiedano.

Le nostre reti Flexa sono realizzate in profili di faggio di alta qualità (dimensioni del tubo mm 25x50) con 14 doghe di faggio alta qualità da 7 cm di larghezza destinate ad accogliere il materasso da appoggiarvi. Ai 4 spigoli sono applicati piedi in faggio con diametro pari a 50mm.

Le misure delle reti sono personalizzate in base alle richieste del cliente (le misure standard sono per i letti singoli da cm 80x190 a cm 100x200, per i letti da una piazza e mezza le misure standard vanno da cm 120x190 a cm 120x200 a 140x200, per le dimensioni matrimoniali le misure standard vanno da cm 160x190 a 180x200; si possono realizzare anche misure non standard).

Tra la struttura in faggio e le doghe possono essere applicati a richiesta appositi ammortizzatori in caucciù (esclusivamente allo scopo di migliorare il comfort).

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione della rete Flexa è estremamente semplice. Dopo aver aperto l'imballo e liberato il corpo della rete, applicare i piedi tramite l'inserimento del perno presente nell'apposito foro realizzato nella staffa angolare sui 4 spigoli della rete, bloccare il perno inserendo l'apposito dado che andrà avvitato saldamente. Se presente (nel caso di reti matrimoniali rinforzate), avvitare anche il piede di rinforzo al centro della rete.

Infine appoggiare i piedi al suolo; sarà possibile a questo punto appoggiarvi sopra il materasso ed utilizzarla.

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate **la rete** . Per la pulizia far riferimento all'etichetta

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce **la rete** contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica **della rete** , che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's , farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente.

In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.